

Sedimentiergefäß nach Imhoff, NALGENE®, IDL Imhoff Settling Cones

Sedimentiergefäß und Gestell

Artikel	Best.-Nr.
① Sedimentiergefäß nach Imhoff 1000 ml	23 87 10000
Transparentes, autoklavierbares 1000-ml-Sedimentiergefäß aus Polycarbonat mit Polypropylen-Schraubverschluss 13 mm Ø. Durchgehend graduert. Der auslaufsichere Verschluss ermöglicht die Entnahme von Sediment zur gravimetrischen Analyse und erleichtert das Reinigen.	
② Transparentes Acryl-Gestell	23 87 10010
für 3 Sedimentiergefäße nach Imhoff. Abmessungen: 196 × 406 × 368 mm	

Sedimentiergerätesatz

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
③ Sedimentiergerätesatz	10 87 10101	4
Dose und Deckel: Polycarbonat, Schaufel: Polypropylen. Zehn konische 15 ml-Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit Polypropylen-Verschläüssen; Anleitung und Datenblatt. Ein wertvolles Werkzeug für Betreiber von Kläranlagen. Preisgünstiger als Glas. Sedimentier- und Zentrifugentests für die Schlammqualität werden bei der Analyse des aktivierten Schlammablagerungsprozesses verwendet. Das 2 Liter-Gefäß ist leicht, transparent, extrem stoßfest und hat eine leicht ablesbare weiße Graduierung. Die spezielle Schaufel ermöglicht Bewegungen der Proben, ohne das Gefäß zu zerkratzen. Die nicht splitternden Röhrchen für Tisch- Zentrifugen widerstehen Kräften bis zu 6000 × g ohne Hilfen oder Adapter. Es besteht keine Gefahr für den Anwender oder die Zentrifuge durch Glas-splitter. Alle Komponenten des Satzes sind chemikalienbeständig gegen „normale“ Schlammproben (ph-Bereich 3 bis 10). Transparent/Graduierung.		
Nom.-Gefäßvolumen:	2 l	
Gefäßgröße, ca. H × AD.:	191 × 133 mm	
Nom. Röhrchenvolumen:	15 ml	
Röhrchengröße:	17 × 119 mm	
Mindestbestellmenge:	4	
Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.		

ohne das mitabgebildete Zubehör

