

Mörsermühle, RETSCH Mortar Grinder

① Typ RM 200

Anwendung:

Die Mörsermühle RM 200 mischt und homogenisiert Pulver, Suspensionen und Pasten, auch mit hoher Viskosität. Sie ersetzt den Handmörser durch einen elektronisch geregelten, leistungsstarken Antrieb. Die Mahlgarnitur kann gekühlt und erhitzt werden und lässt sich einfach reinigen. Sie ist in verschiedenen Werkstoffen erhältlich, so dass sich die RM 200 optimal an die jeweilige Anwendung anpassen lässt. Je nach Mahlgut können Mengen ab ca. 10 ml bis zu 190 ml aufbereitet werden.

Leistungsmerkmale:

- Trocken-, Nass- und Kryogenvermahlung
- Reproduzierbare Ergebnisse durch Einstellung des Pistill- und Abstreiferdrucks
- Einfacher Pistill- und Mörserwechsel ohne Werkzeug
- Geschlossener, staubdichter Mahlraum mit Fenster
- Große Auswahl an Werkstoffen für die analysenneutrale Zerkleinerung

Mörser und Pistill aus Zirkonoxid, Sinterkorund, Stahl und Wolframcarbid auf Anfrage.

Technische Daten:

Aufgabengröße:	< 8 mm
Endfeinheit:	bis ca. 10 µm
Durchsatz/Charge:	190 ml
Maße (B × H × T):	400 × 480 × 370 mm
Gewicht:	24 kg (ohne Mahlgarnitur)
Netzanschluss:	200 – 240 V/50 Hz

Artikel	Best.-Nr.
RM 200, 230 V/50 Hz	10 29 20100

Mörser und Pistill bitte separat bestellen.

② Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Mörser aus Hartporzellan	53 29 28101
Pistill aus Hartporzellan	53 29 28102
Mörser aus Achat	53 29 28107
Pistill aus Achat	53 29 28108

