

## Tischzentrifuge CD-0412-50, Phoenix Instrument Benchtop Centrifuge CD0412-50



WWSB5039



### Tischzentrifuge CD-0412-50

Egal ob im Umwelt-, im biologischen oder analytischen Labor – in allen Bereichen der Laborwelt besteht der Bedarf, Proben bis 50 ml schnell und kostengünstig zu zentrifugieren. Für diese Anforderungen bietet Phoenix Instrument mit der CD-0412 genau die richtige Zentrifuge. Der Rotor verfügt über 6 Plätze für 15ml Tubes und über 6 Plätze für 50ml Tubes. Hierdurch kann er universell entweder mit 15ml Plastik-Tubes oder 50ml Plastik-Tubes bestückt werden. Die Lieferung erfolgt inklusive dem Rotor CD-A6-50P.

- Festwinkelrotor (54°) für 6 × 50 ml Plastik-Tubes oder 6 × 15 ml Plastik-Tubes
- Diagnoseprogramm zur Überwachung aller Funktionen
- Großes beleuchtetes LCD-Display
- Anzeige für Umdrehung oder RCF und Zeit
- Einfache, intuitive Bedienung
- Timer-Funktion von 0,5 – 99 Minuten
- Timer startet nach Erreichen der gewählten Geschwindigkeit
- Impulstaste zum Zentrifugieren in sehr kurzen Sequenzen
- Akustischer Alarm
- 2 Jahre Garantie

### Technische Daten:

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Drehzahl:       | 300 – 4000 rpm in 100 rpm Schritten    |
| Max. RCF:       | 1800 g                                 |
| Zeit:           | 0,5 – 99 Minuten, kontinuierlich       |
| Abmessung:      | 30 × 35 × 20 cm                        |
| Gewicht:        | 6 kg                                   |
| Max. Kapazität: | 6 × 15 ml oder 6 × 50 ml Plastik Tubes |
| Geräuschpegel:  | < 54 db                                |
| Rotor:          | 54° Festwinkel                         |
| Lieferumfang:   | inklusive Rotor CD-A6-50P              |

| Artikel                    | Best.-Nr.   |
|----------------------------|-------------|
| Tischzentrifuge CD-0412-50 | 10 13 70413 |

### Zubehör

| Artikel                                                         | Best.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| CD-A6-50P Rotor 6 × 15 ml oder 6 × 50 ml Plastik-Tubes          | 10 13 70650 |
| CD04-R50G Zentrifugenröhrchen aus Glas, mit Rundboden, 50 ml    | 10 13 70450 |
| CD04-R50P Zentrifugenröhrchen aus Plastik, mit Rundboden, 50 ml | 10 13 70451 |

