

## PTFE-Flaschen, NALGENE®, IDL PTFE Bottles

### Weithalsflaschen aus PTFE FEP mit Tefzel-ETFE-Schraubverschluss

Transparente, autoklavierbare Flaschen, außergewöhnlich chemikalienbeständig. Temperaturbeständig von -100 bis +150°C. Auslaufsicher.

| Volumen<br>ml | Verschluss-Ø<br>mm | Best.-Nr.   |
|---------------|--------------------|-------------|
| 125           | 33                 | 22 87 21001 |
| 250           | 43                 | 22 87 21002 |
| 500           | 48                 | 22 87 21003 |
| 1000          | 53                 | 22 87 21004 |

### EP Tox-Weithalsflaschen aus PTFE FEP, weißer Polypropylenverschluss mit PTFE-Einlage

Speziell ausgelegt für die EPA-Methode 1311: Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP - Toxizitäts-Extrahierverfahren). Diese 2,2 l- Weithalsflasche weist die hervorragende Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit von PTFE FEP auf und kann für große Probenmengen verwendet werden. Diese äußerst haltbare, durchsichtige, autoklavierbare Flasche kann bei hohen und niedrigen Temperaturen für die Spurenanalyse und für organische Lösungsmittel verwendet werden.

**Hinweis:** Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen. Autoklavierbar / Auslaufsicher

| Volumen<br>l | Verschluss-Ø<br>mm | Best.-Nr.   |
|--------------|--------------------|-------------|
| 2,2          | 100                | 10 87 21012 |

Ohne abgebildetes Gerät.

