

neoBrush-Reinigungsbürsten, neoLab® Brushes

Diese Bürsten aus aufgeschäumtem Spezialmaterial (außer für Reagenzgläser und Schläuche) sind wesentlich länger haltbar als herkömmliche Bürsten. Das weiche Material verkratzt Ihre Glaswaren nicht, saugt kein Wasser auf und ermüdet nicht.

Bürste für hohe Gläser

Bitte nur in wassergefüllten Gefäßen verwenden. Die Bürste paßt sich der Form des Gefäßes an und läßt sich in jede gewünschte Form biegen.

Lange Bürste mit Rundkopf für Glaszylinder etc.

Damit werden auch die höchsten Zylinder richtig sauber!

Kurze Bürste mit Rundkopf für Bechergläser etc.

Weiche Pflege für Ihre empfindlichen Gläser!

Kurze Bürste mit Bordten für Reagenzgläser etc.

Die Bürste läßt sich in jede beliebige Form biegen, so daß jede Rundung gründlich gereinigt werden kann.

Bürste für Schläuche

Bürste mit 122 cm langem Drahtstiel zur Reinigung von Schläuchen. Für Schläuche mit ½", ¾" oder 1" Durchmesser.

Artikel	Länge mm	Kopf-Ø mm	Best.-Nr.
① neoBrush für hohe Gläser, biegsam	370	20	37 01 17036
② neoBrush, lange Form	400	70	37 01 17037
③ neoBrush, kurze Form	150	60	37 01 17038
④ neoBrush für Reagenzgläser	180	20	37 01 17040
⑤ neoBrush für Schläuche	1220	25	10 01 17041

