

Probennehmer QuickPicker, BÜRKLE QuickPicker

Der QuickPicker ist speziell geeignet, wenn Schüttgüter direkt aus Säcken, Big Bags oder offenen Gebinden entnommen werden und ohne Umwege in die Original-Probenflasche gefüllt werden sollen. Er ist unkompliziert in der Anwendung und in der Reinigung. Ohne Hinterschneidungen und Kanten gibt es keine Probenreste, die spätere Probenahmen verfälschen könnten.

- QuickPicker wird komplett mit zwei Probenflaschen und mit Reinigungsbürste geliefert.
- Einstechtiefe 30 cm, Durchmesser 25 mm, Gesamtlänge 50 cm, 75 ml Volumen, komplett aus Edelstahl oder PP, Probenflaschen aus PP oder LDPE, Spitze abnehmbar

Probennehmer QuickPicker

Komplett mit Reinigungsbürste und 2 Flaschen PP 250 ml

Artikel	Best.-Nr.
① Probennehmer Quick Picker V4A	39 04 32230
Probennehmer Quick Picker PP	10 04 52235

Zubehör/Probenflaschen

Material	Farbe	Volumen ml	Best.-Nr.
LDPE	transparent	250	39 04 18250
PP	transparent	250	10 04 59250

close-it & close-it food & pharma Verschluss-Siegel sichert dichten Verschluss der Einstichstelle in Säcken/BigBags – siehe S. XXX.

