

Anschluss-System GL 45, DURAN Group / IDL Connection System GL 45



Flexibles Baukastensystem für den sicheren und sterilen Medientransfer für DURAN® GL 45 Laborflaschen. Das System ist mit 2 oder 3 sog. Ports (Anschlüssen) erhältlich. 4 verschiedene Schlauchaußendurchmesser (1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm 6,0 mm) können verwendet werden, ein steriler Druckausgleich (Membranfilter 0,2 µm) ist optional erhältlich. Je nach Anwendung können die Einzelteile beliebig kombiniert werden. Nicht verwendete Ports können mit einem Blindverschluss versehen werden. Alle Einzelteile sind autoklavierbar. Das System eignet sich auch für Anwendungen im Bereich HPLC oder Biotechnologie und jeden Prozess wo ein Medientransfer erforderlich ist. Verwendete Materialien sind PP und PTFE. T_{max} = +140°C.

Artikel	Gewinde	Best.-Nr.	VE St./Pack
Schraubverschluss GL 45, 2 Port GL 14	GL 45	10 21 19750	2
Schraubverschluss GL 45, 3 Port GL 14	GL 45	10 21 19751	2
Schraubverschluss f. Schlauchanschluss	GL 14	10 21 19814	2
Einsatz 1,6 mm (I.-Ø)		10 21 19815	1
Einsatz 3,0 mm (I.-Ø)		10 21 19816	1
Einsatz 3,2 mm (I.-Ø)		10 21 19817	1
Einsatz 6,0 mm (I.-Ø)		10 21 19818	1
Schraubverschluss PBT	GL 14	10 21 16292	2
Druckausgleichset		10 21 17799	1
Ersatz Membranfilter		10 21 19819	2

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

