

Probenteiler, HAVER & BOECKER Sample Splitters

Eine hochgenaue Probenvorbereitung ist mit den Probenteilern der HAVER Partikelanalyse keine große Herausforderung. Sie erhalten repräsentative Prüfproben von Feststoffen oder Suspensionen. Auch schwer fließende Materialien können geteilt werden.



HAVER & BOECKER



DIE DRAHTWEBER

① Rotationsprobenteiler HAVER RPT

Teilungskanäle: 8, 10 oder 30

Teilungsschritte: 3000 pro Minute

Max. Aufgabemenge: 4000 ml (RPT 1:8), 2500 ml (RPT 1:10) oder 300 ml (RPT 1:30) pro Durchgang

Max. Partikelgröße: 10 mm (RPT 1:8 und RPT 1:10) oder 2,5 mm (RPT 1:30)

Artikel	Best.-Nr.
HAVER RPT 1:8 (8 Probengläser)	10 16 90991
HAVER RPT 1:10 (10 Probengläser)	10 16 90992
HAVER RPT 1:30 (3 Probengläser)	10 16 90994

② Riffelteiler HAVER RT 6,3 / RT 12,5

1 Ständer: 300 x 250 x 270 mm, aus lackiertem Stahlblech

1 Teilkopf: Durchlassweite je nach Ausführung, aus Edelstahl

3 Auffangschalen: Volumen 1,75 l, aus Weißblech

Artikel	Ausführung	Best.-Nr.
RT 6,3	12 Durchlässe 6,3 mm / ¼ inch	10 16 90292
RT 12,5	18 Durchlässe 12,5 mm / ½ inch	10 16 90291

