

Reaktionsgefäße Safe-Lock Eppendorf Tube®, Eppendorf Micro Test Safe-Lock Eppendorf Tube®



eppendorf

Die patentierte Deckelverriegelung dieser Gefäße hält extrem dicht. Mit den Safe-Lock Reaktionsgefäßen gehen Anwender beim Arbeiten mit kostbaren und toxischen Proben sowie mit radioaktiven Substanzen oder DNA auf Nummer Sicher. Die 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml Gefäße sind mit einer Graduierung und Beschriftungsfeldern ausgestattet. Das 0,5 ml Safe-Lock Reaktionsgefäß ist optimal auf die Anforderungen in der PCR-Technik abgestimmt.

- Ein kleiner Haken der patentierten Deckelverriegelung umgreift den Gefäßrand
- Autoklavierbar im geöffneten Zustand (121°C, 20 min)
- Müheloses einhändiges Öffnen
- Aufgeraute Beschriftungsflächen
- Der Haken am Deckel verhindert ungewolltes Aufspringen (z. B. beim Temperieren)
- Höchste mechanische Stabilität für die Zentrifugation
- Graduierung
- Zum Resuspendieren von Pellets in 1,5 – 2,0 ml Gefäßen gibt es das autoklavierbare Micropistill
- Safe-Lock Reaktionsgefäße gibt es ebenfalls in Eppendorf Biopur® und PCR clean Qualität



Farbe	Eppendorf Quality™ 500 Stück 0,5 ml Best.-Nr.	Eppendorf Quality™ 1000 Stück 1,5 ml Best.-Nr.	Eppendorf Quality™ 1000 Stück 2,0 ml Best.-Nr.
farblos	29 69 21023	29 69 20086	29 69 20094
gelb	29 69 21112	29 69 20159	29 69 20205
rot	29 69 21120	29 69 20167	29 69 20213
blau	29 69 21139	29 69 20175	29 69 20221
grün	29 69 21147	29 69 20183	29 69 20230
ambra (Lichtschutz)	29 69 21155	29 69 20191	29 69 20248
Farbsortiment	29 69 21708	29 69 21694	29 69 21686

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Farbsortiment in gelb, rot, blau, grün und farblos.

